

Ballbar диагностика (%)

XY 360град 150mm 20040311-124547

Оператор: sony
Дата: 2004-Мар-11 12:45:47

RENISHAW

Станок: Экспресс-тест
Измерительный прибор: QC10 ballbar

16% Отклонение от
прямолинейности Y
109.4µm

12% Выбросы обратного хода Y
▲ 40.6µm
▼ 12.8µm

12% Циклическая ошибка Y
↑ 40.3µm
↓ 32.6µm

7% Циклическая ошибка X
↑ 23.5µm
↓ 24.6µm

7% Люфт Y
▲ 17.4µm
▼ 24.0µm

Отклонение от
круглости 149.3 µm

